

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 15:56

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wozek-laboratoryjny-zabiegowy-kosmetyczny-3-polki-83-x-51-x-100-cm-p-17240.html>

Wózek laboratoryjny zabiegowy kosmetyczny 3 półki 83 x 51 x 100 cm

Cena brutto	486,00 PLN
Cena netto	395,12 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1017938
Kod producenta	10030827
Kod EAN	4062859070456
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030827**

Wózek laboratoryjny marki Steinberg Systems idealnie nadaje się do użytku w laboratorium, oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest mobilny i dobrze zorganizowany sprzęt do przechowywania. Wózek posiada trzy półki o wymiarach **65 x 46 x 5 cm** z ramką, która zapobiega przypadkowemu zsunięciu rzeczy z jednocześnie jedną stroną otwartą, co ułatwia wyjmowanie i układanie przedmiotów. Zamontowane **4** kółka wykonane z plastiku (**ABS, PCV**) nie zarysują nawet delikatnych podłóg, a dwa niezawodne hamulce postojowe zapewnią stabilność podczas postoju. Za sprawą rur ze stali nierdzewnej i półkom z tworzywa sztucznego wózek imponuje stabilną konstrukcją o udźwigu **do 60 kg**, dodatkowo całość jest niezwykle prosta w pielęgnacji, zapewniając czystość i higienę pracy.

Cechy produktu:

- 3 łatwo dostępne półki o wymiarach 65 x 46 x 5 cm z obramowaniem z 3 stron,
- 4 koła wykonane z plastiku z dwoma hamulcami i uchwytem do pchania zapewniają komfortowe przemieszczanie się,
- Trwałe i solidne wykonanie produktu do przenoszenia ładunku do 60 kg,

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030827**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-LF-101**
- Materiał - **Półki: tworzywo (ABS) / rurki: stal nierdzewna**
- Nośność [kg] - **60**
- Liczba blatów [szt.] - **3**
- Wymiary półek [cm] - **65 x 46 x 5**
- Materiał kół - **Plastik (ABS + PCV)**
- Koła - **Tak**
- Wymiary (DxSxW) - **83 x 51 x 100 cm**
- Waga - **11.3 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **81 x 79.5 x 24 cm**
- Waga wysyłki - **12.8 kg**

W zestawie:

- Wózek laboratoryjny
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja składania

