

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 21:15

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/wozek-laboratoryjny-zabiegowy-kosmetyczny-stal-2-polki-1-szuflada-71-x-44-x-87-cm-40-kg-p-17398.html>

Wózek laboratoryjny zabiegowy kosmetyczny STAL 2 półki 1 szuflada 71 x 44 x 87 cm 40 kg

Cena brutto	874,00 PLN
Cena netto	710,57 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1018100
Kod producenta	10030893
Kod EAN	4062859071118
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030893**

Wózek marki Steinberg Systems idealnie nadaje się do użytku w laboratorium, oraz wszędzie tam, gdzie potrzebny jest mobilny i dobrze zorganizowany sprzęt do przechowywania i transportu. Wózek posiada **2 półki o wymiarach 60 x 41 x 14,5 cm, 1 szufladę o wymiarach 55,5 x 37,5 x 7 cm**. Ramka z trzech stron zapobiega spadaniu rzeczy. Jednocześnie jedna strona jest otwarta, co ułatwia zabieranie wyjmowanie i układanie. 4 kółka wykonane zostały z plastiku (PVC), który jest szczególnie delikatny, nawet dla wrażliwych podłóg. Dwa kółka posiadają hamulce postojowe. Konstrukcja wózka wykonana została ze stali nierdzewnej, posiada nośność 40 kg. Zastosowany materiał jest trwały oraz łatwy w pielęgnacji.

Cechy produktu:

- 2 półki o wymiarach 60 x 41 x 14,5 cm,
- 1 szuflada o wymiarach 55,5 x 37,5 x 7 cm,
- 4 kółka wykonane z plastiku (PVC) z dwoma hamulcami postojowymi i uchwytem do pchania,
- Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej wytrzymuje obciążenie 40 kg.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030893**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-LF-167**
- Materiał - **Stal nierdzewna**
- Wymiary pojedynczej szuflady [cm] - **55,5 x 37,5 x 7**
- Nośność [kg] - **40**
- Liczba szuflad [szt.] - **1**
- Liczba blatów [szt.] - **2**
- Wymiary półek [cm] - **60 x 41 x 14,5**
- Materiał kół - **Tworzywo sztuczne (PVC)**
- Kółka - **Tak**
- Wymiary (DxSxW) - **71 x 44 x 87 cm**
- Waga - **10.7 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **76 x 82 x 49 cm**
- Waga wysyłki - **13.1 kg**

W zestawie:

- Wózek laboratoryjny
- Akcesoria montażowe

-
- - Instrukcja montażu